



Simplant® Planning Service

Ein gutes Gefühl – Mehr Planungssicherheit steigert das Patientenvertrauen

Eine präzise Implantatplanung vermeidet klinische und prothetische Komplikationen und liefert vorhersagbare Ergebnisse – etwas, wonach sich Ihre Patienten sehnen. Indem Sie die Patienten in die Behandlungsplanung einbeziehen, helfen Sie ihnen nicht nur, die Behandlung zu verstehen, sondern schaffen auch ein Gefühl des Komforts und Vertrauens in das Verfahren.

Mit dem Simplant Planning Service planen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Implantatbehandlung. Auf diese Weise können Sie mit einer patientenindividuellen, von uns entworfenen und von Ihnen genehmigten Bohrschablone sicher Implantate setzen.

Ausgezeichnete Ergebnisse beruhen auf präziser Planung

Die Kombination eines DVT und einer digitalen Abformung mit dem Simplant Planungsservice, ist jederzeit verfügbar. Ein weiterer Vorteil: Sie können den Plan überall überprüfen und anpassen, um Ihr gewünschtes Implantat in die perfekte Position zu bringen. Damit Sie die virtuelle Planung präzise in die Realität umsetzen können, bieten wir einen patientenindividuellen Simplant Guide, mit dem Sie die volle Kontrolle haben.

Ihr Einstieg in den digitalen Implantat-Workflow

Der Simplant Planning Service bietet Ihnen alle Tools, die für die einfache Planung und sichere Durchführung einer Operation erforderlich sind. Dies erleichtert Ihnen den Einstieg in die Welt der Implantatbehandlung und die Behandlung komplexerer Fälle.

Als integraler Bestandteil des Digital Implant Workflows von Dentsply Sirona können Sie sich beim Aufbau Ihres Dentalgeschäfts auf einen erfahrenen Partner verlassen. Sie erhalten Unterstützung hinter den Kulissen, während Sie die Kontrolle über Ihre Implantatplanungsfälle behalten.



Mit freundlicher Genehmigung Dr. Darin O'Bryan

Mehr Flexibilität für Ihre Planung

Durch die offene Integration unseres Implantatplanungsdienstes können Sie die fortschrittlichsten Zahntechnologien auf dem Markt nutzen - von der Auswahl der Scanner bis hin zu den verwendeten Implantat-systemen. Lagern Sie entweder

die Herstellung Ihrer Simplant-Borschablone aus oder erstellen Sie die Schablone schnell und einfach in Ihrer Praxis, indem Sie die Simplant Guide File-Datei drucken. Unabhängig von Ihrer Präferenz können Sie Dentsply Sirona-Implantate „full-guided“ einsetzen, um ein Höchstmaß an klinischer Sicherheit zu gewährleisten.

www.dentsplysirona.com

„Für mich ist es die einfachste, bestmögliche Software zur Verbesserung meiner Behandlungsplanung.“

Dr. Mark Ludlow, DMD, MS, Prosthodontist
Medical University in South Carolina, USA.

Simplant SAFE Guide mit seitlichem Zugang – für verbesserte Zugänglichkeit

Der optionale seitliche Zugang ermöglicht eine einfachere Handhabung auch bei Fällen mit begrenztem interokklusalem Raum*. Dadurch erweitern Sie Ihr Indikationsspektrum und erhöhen den Patientenkomfort und die Zufriedenheit. Der SAFE Guide ist nur einer von vielen Simplant Guides für eine sichere Implantatinserterion.



* Einzigartig für Ankylos, Astra Tech Implantat-System EV und Xive-Implantate.